

Gerenciando a Manutenção Hospitalar com Tecnologia

Otimizar a manutenção hospitalar é essencial para a segurança dos pacientes e a eficiência do hospital. A tecnologia oferece ferramentas poderosas para gerenciar esse processo de forma eficiente.



por **Douglas Gomes**



A Importância da Manutenção Hospitalar

Equipamentos Médicos

Manter os equipamentos médicos em perfeito estado de funcionamento garante a segurança dos pacientes e a precisão dos diagnósticos.

Sistemas de Infraestrutura

A manutenção de sistemas como refrigeração, energia e segurança garante o funcionamento adequado do hospital e a proteção de todos.



Tipos de Manutenção Hospitalar

1 Preventiva

Ações programadas para evitar falhas, como a verificação periódica de equipamentos médicos.

2 Corretiva

Reparos realizados quando ocorre uma falha imprevista. Pode gerar custos e atrasos.

3 Preditiva

Monitoramento de indicadores e condições dos equipamentos para prever falhas antes que ocorram.

Tecnologia a Serviço da Manutenção

Agendamento Automático

Gerenciar manutenções preventivas de forma organizada e eficiente, evitando falhas.

Monitoramento em Tempo Real

Detectar possíveis falhas nos equipamentos antes que afetem o funcionamento do hospital.

Histórico Completo

Armazenar o histórico de manutenções para rastreabilidade e garantir a conformidade com as normas.





Benefícios da Manutenção com Tecnologia



Redução de Custos

Minimizar manutenções corretivas não planejadas, que podem ser caras e gerar interrupções.




Maior Segurança

Garantir que equipamentos médicos e sistemas de infraestrutura estejam funcionando de forma segura e eficiente.



Aumento da Vida Útil

Manutenções preventivas regulares prolongam a vida útil dos equipamentos e reduzem custos a longo prazo.



Integração de Sistemas

1

Equipamentos

Os sistemas de manutenção podem se integrar a equipamentos médicos para coletar dados e agendar manutenções.

2

Gestão de Estoque

Manter o controle dos estoques de peças e materiais para realizar manutenções de forma eficiente.

3

Gerenciamento de Pessoal

Gerenciar os técnicos de manutenção, suas qualificações e disponibilidade para atender às demandas.



Implementação de um Sistema

1

Análise de Necessidades

Identificar as necessidades específicas do hospital e os desafios que a manutenção enfrenta.

2

Seleção do Sistema

Escolher um sistema de manutenção hospitalar que atenda às necessidades do hospital e se integre aos sistemas existentes.

3

Treinamento

Treinar a equipe médica e técnica para utilizar o sistema de forma eficiente e garantir o sucesso da implementação.

Conclusões e Próximos Passos

A adoção de um sistema de manutenção hospitalar integrado à tecnologia é uma decisão estratégica que otimiza os processos, reduz custos e garante a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. É essencial realizar uma análise detalhada das necessidades do hospital e procurar soluções inovadoras para a gestão da manutenção.



Entre em Contato

www.mksistemasbiomedicos.com.br

Para ter mais informações sobre o SETH e como ele pode auxiliar na gestão de manutenção hospitalar, entre em contato conosco pelo formulário disponível em nosso website ou pelos seguintes meios de comunicação:

contato@mksistemasbiomedicos.com.br

Estamos prontos para responder suas dúvidas e oferecer soluções personalizadas para sua instituição de saúde.



MK Sistemas